

分光計測による高精度測定機 SR シリーズ

超低輝度 / 超高輝度測定対応機を筆頭に高速分光測定機、分光放射計のスタンダードタイプから超低輝度対応機、さらに近赤外分光放射計をフルラインナップ！



2D 分光放射計
SR-5100
輝度測定範囲：
分光モード：0.5 ~ 17,000,000,000cd/m²
XYZモード：0.005 ~ 100,000cd/m²
SR-5000
輝度測定範囲：分光モード：0.5 ~ 5,000,000cd/m²
XYZモード：0.005 ~ 40,000cd/m²

SR-5000：お問合せください
SR-5100：¥8,250,000 ~ (¥7,500,000：税抜)



ワイドレンジ分光放射計
SR-LEDW
輝度測定範囲：
0.0005 ~ 5,000,000cd/m²
*0.01 ~ 100,000,000 lx
SR-LEDW-5N
380 ~ 780nm の測定波長範囲内において 5nm 以下のスベクトル波長幅（半値幅）により JIS Z 8724 対応品。

SR-LEDW：¥3,828,000 (¥3,480,000：税抜)
SR-LEDW-5N：¥3,938,000 (¥3,580,000：税抜)



分光放射計
SR-3AR
輝度測定範囲：
0.1 ~ 300,000cd/m²
*2 ~ 7,000,000 lx

¥2,750,000 (¥2,500,000：税抜)



超低輝度分光放射計
SR-UL1R
輝度測定範囲：
0.001 ~ 300,000cd/m²
*0.02 ~ 7,000,000 lx

¥3,190,000 (¥2,900,000：税抜)



超低輝度分光放射計
SR-UL2
輝度測定範囲：
0.0005 ~ 300,000cd/m²
*0.01 ~ 7,000,000 lx
SR-UL2s 特注対応品
色度精度向上タイプ
dx,dy:±0.0013 (標準光源A)

SR-UL2：¥3,630,000 (¥3,300,000：税抜)
SR-UL2s：¥3,740,000 (¥3,400,000：税抜)



高速測定分光放射計
SR-LEDH
最速測定時間：0.4 秒
輝度測定範囲：
10 ~ 4,500,000cd/m²
*200 ~ 90,000,000 lx

SR-LEDH：お問合せください



近赤外分光放射計
SR-NIR
測定波長範囲：
600 ~ 1030nm

¥3,520,000 (¥3,200,000：税抜)

輝度 / 色度測定 of 標準機 BM シリーズ

輝度測定専用のハンディタイプや低輝度の高速測定可能な高感度機、高輝度を高速測定可能な機種までラインナップ！

FPDやLED照明のレスポンスやフリッカ測定に対応！

紫外線測定 of 標準機 UVR シリーズ

紫外線強度の高感度測定に対応！

色彩輝度計
BM-5AC
輝度測定範囲：
0.005 ~ 1,200,000cd/m²
測定時間：約 2 秒



¥2,750,000 (¥2,500,000：税抜)

色彩輝度計
BM-7AC
BM-7AC ANA
輝度測定範囲：
1 ~ 12,000,000cd/m²
測定時間：約 0.5 秒



BM-7AC：¥748,000 (¥680,000：税抜)
BM-7AC ANA：¥858,000 (¥780,000：税抜)

輝度計
BM-9A
輝度測定範囲：
0.01 ~ 28,000,000cd/m²
測定時間：約 0.5 秒



¥393,800 (¥358,000：税抜)
表示部：¥93,500 (¥85,000：税抜)
受光部：¥300,300 (¥273,000：税抜)

応答色彩輝度計
RD-80SA
輝度測定範囲：
0.1 ~ 10,000cd/m²
アナログ出力応答速度：80µs 以下



¥2,178,000 (¥1,980,000：税抜)

紫外線強度計
UVR-300
UD-250：220 ~ 300nm
UD-360A：310 ~ 400nm
UD-400：360 ~ 490nm
表示範囲：
0.1 ~ 280,000µW/cm²



表示部：¥143,000 (¥130,000：税抜)
UD-250：¥264,000 (¥240,000：税抜) / UD-360A：¥149,600 (¥136,000：税抜) / UD-400：¥154,000 (¥140,000：税抜)

UV チェッカー
UVR-T2
UD-T25T2：230 ~ 280nm
UD-T36T2：300 ~ 390nm
UD-T40T2：350 ~ 490nm
UD-T3040T2：290 ~ 430nm
表示範囲：
0.01 ~ 6,000mW/cm²



表示部：¥242,000 (¥220,000：税抜)
UD-T25T2：¥198,000 (¥180,000：税抜) / UD-T36T2：¥121,000 (¥110,000：税抜) / UD-T40T2：¥143,000 (¥130,000：税抜) / UD-T3040T2：¥308,000 (¥280,000：税抜)

二次元計測機 UA シリーズ

輝度 / 色度の面内ムラを研究開発用からライン用までラインナップ！

照度 / 色温度測定 of 標準機 IM シリーズ

照度測定専用タイプから色温度や演色性測定タイプまでラインナップ！

2D 色彩輝度計
UA-200A
UA-200AS：標準
UA-200AWS：広角
UA-200AT：望遠
輝度測定範囲：
0.005 ~ 1,000,000cd/m²



UA-200A：お問合せください

輝度色度ユニフォミティ測定器
UA-10

	0.1 ~ 30,000cd/m ²	10 ~ 1,000,000cd/m ²
標準レンズ	UA-10SL	UA-10SH
広角レンズ	UA-10WL	UA-10WH
望遠レンズ	UA-10TL	UA-10TH

輝度測定範囲：0.1 ~ 1,000,000cd/m²



¥880,000 (¥800,000：税抜)

分光照度計 (演色照度計)
IM-1000R
JIS 規格一般形 AA 級照度計準拠
照度測定範囲：
2 ~ 1,000,000 lx



¥327,800 (¥298,000：税抜)

デジタル照度計
IM-600 / 600M
計量法型式承認取得
JIS 規格一般形 AA 級照度計準拠
照度測定範囲：
0.005 ~ 999,000 lx



IM-600：¥118,800 (¥108,000：税抜)
IM-600M：¥167,200 (¥152,000：税抜)

デジタル照度計
IM-2D
JIS 規格一般形 A 級照度計準拠
照度測定範囲：
0.1 ~ 19,990 lx



IM-2D：¥52,800 (¥48,000：税抜)